

重要なお知らせ

Important news

家庭用ローラー式電気マッサージ器の適正使用のお願い(注意喚起)

平素は弊社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。

この度弊社が昭和61年に製造いたしました、家庭用ローラー式電気マッサージ器「アルビシェイプアップローラー」を布カバーを装着しない状態で使用で、衣服を巻き込み死亡する事故が発生しました。

**布カバーを外したり、破れた状態での使用は
大変危険なため絶対にしないでください。**



対象商品名：アルビシェイプアップローラー/シェイプアップローラーⅡ

商品の特定方法

アルビシェイプアップローラー

本体裏面に商品名の記載された銘板が貼られています。
アルビシェイプアップローラーと記載されている物。



シェイプアップローラーⅡ

本体裏面に商品名の記載された銘板が貼られています。
シェイプアップローラーⅡと記載されている物。



お問い合わせ先

株式会社 的場電機製作所 お客様相談室

お電話による連絡先 **049-231-2255**

※お電話のおかけ間違いにご注意下さい。

受付時間：9時～17時（土日・祝日を除く）

E-mailでのお問い合わせは[お問い合わせフォーム](#)よりお問い合わせください。

[お問い合わせフォーム](#)